



Nederlandse Schnauzer Club

De oudste rasvereniging voor Schnauzers in Nederland

Formulier leverschunt screening is uitgevoerd door: Universiteit
 Dierenarts

Formulier leverschunt screening is bestemd voor: Fokker / Eigenaar

KENNELNAAM:

FOKKER:

TELEFOONNUMMER:

EMAIL:

VARIËREIT:

KLEUR:

NAAM TEEF:

GEBOORTEDATUM:

STAMBOEKNR:

NAAM REU:

GEBOORTEDATUM:

STAMBOEKNR:

GEBOORTEDATUM PUPS:

AANTAL REUTJES:

AANTAL TEEFJES:

NAAM PUP	CHIP / STAMBOEK NUMMER	REU / TEEF	CONCENTRATIE UMOL/1	HERHALEN JA / NEE

*Let op: pups moeten tijdens het onderzoek minimaal 14 uur nuchter zijn!

dit houdt in dat de pups 14 uur voor de bloedproef geen eten meer mogen hebben, alléén water.

*De fokker gaat bij een te hoog ammoniakgehalte voor een vervolgonderzoek JA / NEE (doorhalen nvt)

DATUM SCREENING:

HANDTEKENING FOKKER:

SCREENING UITGEVOERD DOOR:

DATUM:

HANDTEKENING EN STEMPEL DIERENARTS: